Monurelle®
CBD Óvulos

Monurelle® CBD Óvulos é um dispositivo médico à base de Canabidiol (CBD) e Mirceno para o tratamento complementar de síndromes geniturinárias femininas, incluindo desconforto vulvovaginal, irritação, secura, atrofia, ardor e condições associadas à vulvodinia.

Embalagem
Monurelle® CBD Óvulos encontra-se disponível em embalagem com 10 óvulos.

A gama Monurelle® CBD inclui também Monurelle® CBD Oleogel.

Como atua
Graças à sua elevada capacidade bioadesiva, o produto forma uma película protetora que adere aos tecidos, ajudando a melhorar e a manter o trofismo geniturinário. Desta forma, Monurelle® CBD Óvulos promove a recomposição das camadas epiteliais e do tecido conjuntivo e reduz progressivamente o desconforto percecionado, melhorando o conforto local.

A aplicação do produto, que contém Canabidiol (CBD) e Mirceno, cria uma barreira que limita o contacto com agentes externos potencialmente irritantes, ajudando a reduzir a sensibilidade local. Ao mesmo tempo, os componentes lipídicos promovem a hidratação da mucosa, ajudando a manter a elasticidade dos tecidos e prevenindo a secura.

O tratamento com Monurelle® CBD Óvulos promove um ambiente protegido e hidratado, reduzindo a irritação e o desconforto percecionado, e contribui para o bem-estar íntimo feminino.

Instruções de uso
Um óvulo por dia, de preferência à noite, antes de dormir, ou segundo indicação médica.

1. Lave bem as mãos e pratique uma higiene íntima adequada.
2. Separe um óvulo puxando ao longo da linha picotada.
3. Segure as duas abas de plástico e puxe-as suavemente, sem abrir completamente o invólucro.
4. Retire o óvulo do invólucro com cuidado.
5. Segure o óvulo com a ponta dos dedos para o preparar para a inserção vaginal.
6. De preferência deitada de costas, introduza o óvulo suavemente na vagina, o mais profundamente possível. Recomenda-se que permaneça deitada de costas para otimizar a ação do produto e evitar fugas acidentais.

Ingredientes
Glicéridos, C10-18 (Glicéridos C12-18), Canabidiol (CBD 5%), Mirceno.

Efeitos adversos
Não são conhecidos efeitos adversos com o uso de Monurelle® CBD Óvulos

Advertências e precauções
O produto destina-se a mulheres em idade fértil, menopáusicas e pós-menopáusicas, apenas para uso individual e não deve ser partilhado.

O produto não foi avaliado durante a gravidez e amamentação. Se estiver grávida ou a amamentar, consulte o seu médico antes de utilizar.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilizar se tem hipersensibilidade a qualquer um dos ingredientes.
- Não utilizar em mucosas lesionadas.
- Se o desconforto persistir ou se apresentar quaisquer efeitos secundários indesejados, consulte o seu médico.
- Comunique imediatamente qualquer incidente grave associado à utilização deste dispositivo médico ao fabricante ou ao INFARMED.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não utilizar após o prazo de validade indicado na embalagem.
- Não ingerir.
- Evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto com os olhos: lave abundantemente com água e, se necessário, consulte um médico.
- Após a aplicação, pode existir um resíduo esbranquiçado e inodoro, atribuível à composição do produto. Isto não altera a eficácia do tratamento.

Caso não haja melhoras em 30 dias ou se os sintomas se agravarem, é sempre recomendável consultar o seu médico.

Possíveis interações
Atualmente, não são conhecidas interações entre o produto e medicamentos ou outros dispositivos médicos.

No entanto, em caso de utilização concomitante, contínua ou prolongada de medicamentos, particularmente anticoagulantes, antiagregantes plaquetários ou sedativos, é recomendável consultar o seu médico antes de utilizar o produto.

Conservação
Conservar em local seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 25°C.

Lote e validade
O lote e a data de validade encontram-se impressos no invólucro de cada óvulo e na parte inferior da embalagem exterior.

Fabricado por
Agorà Pharma Srl
Piazza Duomo, 20
20122 Milão - Itália

Distribuído por
Zambon – Produtos Farmacêuticos, Lda.
Rua Comandante Enrique Maya, 1
1500-192 Lisboa – Portugal

MD
REF MM004
5° C 25° C
ECOPONTO AZUL

Zambon